



AQ-TICA Chaise hygiénique de douche **HERDEGEN**

PARIS

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

NOUVEAU

Les chaises AQ-TICA s'utilisent comme chaise percée, rehausse Wc ou siège de douche. Déclinées en deux versions avec un grand ou un petit dossier, elles sont disponibles en plusieurs coloris.

Livrées en kit, assemblage sans outil.

Matériaux : aluminium, polypropylène


- > accoudoirs amovibles
- > pieds réglables en hauteur
- > bouchon obturateur
- > assise ajourée



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 130 KG



Conditionnement :
Carton : 1 - Palette : 25



DIMENSIONS

	AQ-TICA Confort (grand dossier)	AQ-TICA Club (petit dossier)
Dimensions (L x L) hors tout	58 * 52 cm	58 * 52 cm
Dimensions assise (L x L)	46.5 cm (entre accoudoirs) * 45 cm	46.5 cm (entre accoudoirs) * 45 cm
Hauteur assise - sol mini / maxi	43.5 / 54 cm (5 hauteurs de réglage)	43.5 / 54 cm (5 hauteurs)
Hauteur dossier	39 cm	12 cm
Dimension ouverture de l'assise (L x L x h)	22 * 25 * 6.5 cm	22 * 25 * 6.5 cm
Hauteur des accoudoirs	17.5 cm	17.5 cm
Largeur des accoudoirs	5.7 cm	5.7 cm
Poids	7.10 kg	6 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Références	Désignations	Code EAN	LPPR TTC (1243302)
540330	siège de douche AQ-TICA Confort anis	3701127702880	102.60 €
540331	siège de douche AQ-TICA Confort dark grey	3701127702897	
540332	siège de douche AQ-TICA Club anis	3701127702903	
540333	siège de douche AQ-TICA Club dark grey	3701127702910	