



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DESIGNATION :

RAPE PEDICURE PODORAPE



REFERENCE ELOI : JO121219

REFERENCE CLIENT : 0223049000

CODE EAN 13 ELOI : NON

CODE EAN 128 : NON

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :

Rapes pour les callosités et ongles

Manche plastique avec 2 abrasifs de différents grain

Passage au spray ou bain desinfectant

CONDITIONNEMENT : UNITE

EMBALLAGE INDIVIDUEL : BLISTER

MARQUAGE CE : NA

PRODUIT STERILE : NON

PEREMPTION : NA

PRODUITS ASSOCIES :