





FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DESIGNATION : PUNCH BIOPSIE DERMIQUE ELOI STERILE 6 MM	REF ELOI : BPU060
--	-----------------------------



CODE EAN 13 ELOI :	3700171502941	 3 700171 50294 1
CODE EAN 128 :	(01)03700171502941(17)010112(10)xxxxx	

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES : PUNCH BIOPSIE DERMIQUE ELOI STERILE Ø6 MM Lame en acier inoxydable - Manche en ABS Blanc Dureté lame mini 700 HV

CONDITIONNEMENT :	BOITE DE 10 unités
--------------------------	--------------------

EMBALLAGE INDIVIDUEL :	Sachet pelable	(N° de Lot + Marquage CE + Date peremption + Taille)
-------------------------------	----------------	--

MARQUAGE CE :	OUI	
Classe du DM :	1 STERILE	CE1014
Directive :	93/42/ CE - 2007/47/CE	Annexe V - Section 3

PRODUIT STERILE :	OUI	Stérilisation par Rayons Gamma
--------------------------	-----	--------------------------------

USAGE UNIQUE :	OUI	Notifié sur boite et etui individuel
-----------------------	-----	--------------------------------------

PEREMPTION :	OUI (Durée de vie : 5 ans)	Notifié sur boite et etui individuel
---------------------	----------------------------	--------------------------------------

PRODUITS ASSOCIES :	NON	
----------------------------	-----	--