



Dénomination	Poire à lavement
Référence COMED	44 504 20
Référence / modèle fabricant	NU-10-2 BLUE 224 ML
Description générale	Poire à lavement en caoutchouc sans latex.
GTIN	6971919466215
Tarif douanier	40149000
Origine	CHINE
Composition (matériaux)	Poire en PVC plastifié mou sans cadmium et plomb de couleur bleu. Canule en polyéthylène.
Dimension (mm)	
Epaisseur (mm)	
Contenance / Capacité (ml)	224 ml
Poids net (g)	102
Coloris	Bleu et Blanc
Résistance température (°C)	
Température de stockage minimum (°C)	
Température de stockage maximum (°C)	
LATEX	N
PHTALATES	O
BISPHENOLA	N
Stérile	N
DEEE	N
Usage Unique	O
Dispositif médical	OUI
Informations complémentaires	
Type de conditionnement	Sachet zip
Dimensions conditionné (mm)	
Poids conditionné (g)	106
Quantité par Unité de Vente (= Minima de vente)	1
Date de mise à jour	02/07/2021
Responsable de la mise à jour	NC
CB emballage primaire	6971919466215
CB emballage secondaire	
CB carton	
SRN fabricant	
SRN représentant CE	
Soumis à l'éco-participation	0
Montant de l'éco-participation	0
Matière 1 EMB	PE
Poids matière 1 (g)	4
Matière 2 EMB	

Poids matière 2 (g)	0
Matière 3 EMB	
Poids matière 3 (g)	0
Matière notice	
Poids notice (g)	0

Informations et caractéristiques fournies à titre indicatif, non contractuelles

COMED SAS - Parc des Forges - 8 rue Louise Michel - 67200 STRASBOURG - France