



Dénomination	Poire ENEMA
Référence COMED	44 503 85
Référence / modèle fabricant	N18 RED/BLUE
Description générale	Poire à lavement type "Enéma" avec 2 canules petite et grande.
GTIN	6971919469056
Tarif douanier	39269097
Origine	CHINE
Composition (matériaux)	Poire en PVC plastifié sans cadmium. Tuyau en PVC plastifié sans cadmium. Canules et Valves en Polyéthylène.
Dimension (mm)	
Epaisseur (mm)	
Contenance / Capacité (ml)	65 ml
Poids net (g)	95
Coloris	Poire bleue, tuyaux orange, canules blanches
Résistance température (°C)	
Température de stockage minimum (°C)	
Température de stockage maximum (°C)	
LATEX	N
PHTALATES	O
BISPHENOLA	N
Stérile	N
DEEE	N
Usage Unique	N
Dispositif médical	OUI
Informations complémentaires	Dimensions Lo x La x H (mm) : Poire = 93 x 49 Tuyau = 370 x 9,6 et 380 x 9,6 Canule petite = 40 x 6,6 Canule grande = 70 x 6,6 Valve = 28
Type de conditionnement	Sachet zip + boîte en carton
Dimensions conditionné (mm)	180x55x55
Poids conditionné (g)	131
Quantité par Unité de Vente (= Minima de vente)	1
Date de mise à jour	07/07/2021
Responsable de la mise à jour	NC
CB emballage primaire	06971919469056
CB emballage secondaire	
CB carton	06971919466550
SRN fabricant	
SRN représentant CE	

Soumis à l'éco-participation	0
Montant de l'éco-participation	0
Matière 1 EMB	
Poids matière 1 (g)	0
Matière 2 EMB	
Poids matière 2 (g)	0
Matière 3 EMB	
Poids matière 3 (g)	0
Matière notice	
Poids notice (g)	0

Informations et caractéristiques fournies à titre indicatif, non contractuelles

COMED SAS - Parc des Forges - 8 rue Louise Michel - 67200 STRASBOURG - France