

Sonde et stylet

UTILISATION PRÉVUE

- ✚ Les sondes sont des instruments chirurgicaux couramment utilisés dans différents types de chirurgie allant de la chirurgie colorectale à la chirurgie endovasculaire. Le rôle des sondes en chirurgie est de permettre l'accès ou de guider d'autres instruments chirurgicaux dans des endroits difficiles à atteindre.
- ✚ Le stylet olivaire est un instrument médico-chirurgical destiné à l'examen des plaies simples ou profondes et à sonder les canaux tissulaires. Il permet de ne pas abîmer les tissus grâce à son embout arrondi.
- ✚ Ces produits sont fabriqués à partir de matériaux en acier inoxydable n'ayant aucun effet cytotoxique, irritant, sensibilisant ni toxique; ils sont sans danger ni effets sur les humains lors de l'utilisation.
- ✚ Réutilisables

CLASSEMENT DE DISPOSITIFS MEDICAUX :

Conformément à la règle 6 de l'annexe IX de la directive 93/42 / CEE relative aux dispositifs médicaux, ces dispositifs sont de classe I.




STOCKAGE

Rangez les instruments dans un environnement propre et sec

STÉRILISATION

Se reporter au mode d'emploi.

RÉFÉRENCES :

Référence	Désignation	
0107001000	SONDE CANNELE 14CM	
0106001000	STYLET OLIVAIRE DOUBLE 11,5CM	
0106008000	STYLET OLIVAIRE DOUBLE 14CM	
0106003000	STYLET PORTE COTON 14CM	