

Curette, Anse, Grattoir et Tire-comédon

UTILISATION PRÉVUE

- ✚ Conçu pour les interventions de chirurgie légère de la peau
- ✚ Ces produits sont fabriqués à partir de matériaux en acier inoxydable n'ayant aucun effet cytotoxique, irritant, sensibilisant ni toxique; ils sont sans danger ni effets sur les humains lors de l'utilisation.
- ✚ Réutilisables

CLASSEMENT DE DISPOSITIFS MEDICAUX :

Conformément à la règle 6 de l'annexe IX de la directive 93/42 / CEE relative aux dispositifs médicaux, ces dispositifs sont de classe I.





STOCKAGE






Rangé les instruments dans un environnement propre et sec


STÉRILISATION

Se reporter au mode d'emploi.

RÉFÉRENCES :

Référence	Désignation	
0110002000	ANSE BILLEAU	
0110001000	ANSE SNELLEN	
0117098000	CURETTE BROCQ	
0117020000	CURETTE FINE DERMATO FENETRE 16CMX1MM	
0117021000	CURETTE FINE DERMATO FENETRE 16CMX2MM	
0117022000	CURETTE FINE DERMATO FENETRE 16CMX3MM	
0117023000	CURETTE FINE DERMATO FENETRE 16CMX4MM	
0117024000	CURETTE FINE DERMATO FENETRE 16CMX5MM	
0117025000	CURETTE FINE DERMATO FENETRE 16CMX6MM	
0117026000	CURETTE FINE DERMATO FENETRE 16CMX7MM	

0117013000	CURETTE FINE DERMATO PLEIN 16CMX1MM	
0117014000	CURETTE FINE DERMATO PLEIN 16CMX2MM	
0117015000	CURETTE FINE DERMATO PLEIN 16CMX3MM	
0117016000	CURETTE FINE DERMATO PLEIN 16CMX4MM	
0117017000	CURETTE FINE DERMATO PLEIN 16CMX5MM	
0117018000	CURETTE FINE DERMATO PLEIN 16CMX6MM	
0117019000	CURETTE FINE DERMATO PLEIN 16CMX7MM	
0117095000	GRATTOIR DE BROcq MOUSSE	
0117094000	GRATTOIR DE VIDAL TRANCHANT	
0117096000	TIRE COMEDON DE UNNA	
0117097000	TIRE COMEDON FORME BAGUE	



La Centrale
Médicale