





# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

<b>DESIGNATION :</b> PINCE A DISSEQUER - DROITE A/G - 13 CM	<b>REF ELOI :</b> 01010413002
--	----------------------------------



<b>CODE EAN 13 ELOI :</b>	3700171501661	 3 700171 501661
<b>CODE EAN 128 :</b>	(01)03700171501661(10)xxxxxx	

<b>CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :</b> Pince à Dissequer 13 cm - Droite - 1x2 griffes Acier Inox martensitique		
<b>CONDITIONNEMENT :</b>	UNITAIRE	
<b>EMBALLAGE INDIVIDUEL :</b>	ETUI PVC + ETIQUETTE	(Reference + N° de Lot + Marquage CE + Désignation + Code barre)
<b>MARQUAGE CE :</b>	OUI	
<b>Classe du DM :</b>	1	
<b>Directive :</b>	2017/745	
<b>PRODUIT STERILE :</b>	NON	
<b>USAGE UNIQUE :</b>	NON	
<b>PEREMPTION :</b>	NON	
<b>PRODUITS ASSOCIES :</b>	NON	