

MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set standard

Set de soins

Référence Code EAN
478549 4052199014111



Produit

Set de soins stérile à usage unique proposé lors de la réalisation de soins à domicile.
MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set standard est conforme à la réglementation LPPR parue le 30/12/2011.

Les sacs à déchets sont conformes à la norme NF X 30 – 501 relative aux emballages pour déchets mous d'activité de soins.

Indications / Classification

Set de soins à usage unique proposé pour le nettoyage et la réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine.

MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set standard est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

Dans une boîte :

* 5 blisters rigides 3 alvéoles stérilisés à l'oxyde d'éthylène comprenant, disposés de haut en bas :

- 1 champ imperméable 38 x 45 cm
- 1 paire de ciseaux métalliques à bout pointus
- 1 pince précision à mors fins grise
- 1 pince anatomique double mors verte
- 10 compresses en nontissé 10 x 10 cm

* Hors blister :

- 5 pansements transparents stériles Hydrofilm® : 10 x 15 cm
- 5 sacs à déchets de soins (perforants interdits)
- 1 fiche mode d'emploi

Spécifications des composants :

- Champ imperméable : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m² - 38 x 45 cm - coloris bleu
- Ciseaux pointus : acier au carbone et nickel - 11,6 cm
- Pince anatomique : polypropylène renforcé en fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert - 12,6 cm
- Pince à mors fin : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris gris - 12,5 cm
- Compresse en nontissé : nontissé (polyester/viscose) - 30 g/m² - 10 x 10 cm
- Pansement Hydrofilm® : film en polyuréthane - adhésif émulsion acrylique - transparent - perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène - imperméable à l'eau et aux bactéries - 10 x 15 cm - en pochette pelable papier-film
- Sac à déchets : sac avec liens coulissants - polyéthylène - 400 x 350 mm - 15 L

Absence de latex.

Code LPPR : 1382883



Présentation / Conditionnement

En boîte, accompagné d'un protocole d'utilisation avec un numéro vert d'aide à la prescription.

Caractéristiques du blister :

- film PVC
- papier 60 g/m²

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Fabriqué en France.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Nombre de blisters / boîte : 5

Nombre de boîtes / carton : 12

Dimensions du blister : 185 x 140 mm

Dimensions de la boîte : 282 x 188 x 92 mm

Dimensions du carton : 588 x 392 x 288 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.